

Testkonzept_stationär

Antigen-Schnelltests auf SARS-CoV-2 gemäß der Coronavirus-Testverordnung – TestV
Die jeweilige Genehmigung für die Anzahl des Testmaterials liegt allen Einrichtungen von dem zuständigen Ministeriums vor.

Das Testkonzept richtet sich grundsätzlich nach der aktuell geltenden VO aus.

Einleitung

Der SARS-CoV-2 Antigenschnelltest ermöglicht die Erkennung einer Infektion sowohl bei symptomatischen wie auch bei asymptomatischen Pflegebedürftigen (PB) und Mitarbeitern. Ein Schnelltest ist insgesamt weniger genauer als ein PCR-Nachweis. Nach Herstellerangabe liegt für den verwendeten Schnelltest die Sensivität zwischen 96,52% und eine Spezifität von 99,68%.

Begriffsbestimmung: Die Sensitivität eines Tests gibt an, bei wie viel Prozent der Infizierten ein Test die Infektion erkennt. Die Spezifikation gibt an, zu wie viel Prozent ein Test eine gesunde Person auch als gesund erkennt.

Ziele

- schnelle Infektionserkennung
- Verhinderung einer Verbreitung von Infektionen mit SARS-CoV-2
- Erkennen von Infektionsketten

Qualitätskriterien

Antigen Schnelltest - Wer wird getestet?

Die Testpflicht gilt sowohl für die Eigen- als auch für die Fremddienste in allen Bereichen (z.B. auch Reinigungskräfte, Küchenpersonal und Verwaltung).

Die Testpflicht gilt für alle Besucherinnen und Besucher bei jedem Besuch in der Einrichtung.

Eine Testpflicht besteht bei allen Pflegebedürftigen welche Covid19 symptomatische Anzeichen aufzeigen.

Testkapazität

Pflegebedürftige:

- Anlassbezogen, bei Bedarf sowie auf Anordnung des Gesundheitsamtes

Mitarbeiter/ Leiharbeitnehmer (Zeitarbeit):

- Die Testungen müssen mind. zweimal pro Woche sowie bei Dienstantritt nach einer Abwesenheit von mehr als drei Tagen erfolgen.
- Die durchgeführten Testungen sind zu dokumentieren.
- Das in Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung älterer und pflegebedürftiger Menschen nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 tätige Personal ist verpflichtet, die nach Abs. 2 Satz 2 und 3 durch die Einrichtung auf Grundlage des einrichtungsbezogenen Schutzkonzeptes erfolgende Testung auf das Vorliegen einer Infektion mit SARS-CoV-2 einschließlich einer Abstrichnahme zur Gewinnung des Probenmaterials zu dulden (Zweite Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus, Corona-Einrichtungsschutzverordnung, vom 23.01.2021).

Besucher:

- Besucher sind vor jedem Besuch zu testen

Kosten

Das BMG (Bundesministerium für Gesundheit) schlägt bezüglich der Refinanzierung des zusätzlichen Aufwandes eine Pauschale von max. 15,00€ (inkl. Sach- und Personalkosten) vor. Das entspricht max. 6,00€ pro Test plus 9,00€ Personalkosten.

**Ein SARS-CoV-2
Antigenschnelltest kann
bei folgendem Ereignis
zur Anwendung
kommen**

- akuter Ausbruch
- akute Erkrankung
- Rückverlegung aus Krankenhaus
 - kommt der PB mit einem negativen Testergebnis aus dem Krankenhaus zurück, erfolgt für 7 Tage eine Isolation in der Einrichtung und anschließend ein Antigenschnelltest, sollte dieser negativ sein, kann die Isolation aufgehoben werden. In diesen 7 Tagen ist auf Symptomfreiheit (Monitoring) von SARS-CoV-2 zu achten.
- Neuaufnahme von PB

- kommt ein neuer PB mit einem negativen Testergebnis zur Aufnahme in die Einrichtung erfolgt für 7 Tage eine Isolation und danach ein Antigenschnelltest. Wenn dieser negativ ist, kann die Isolation aufgehoben werden.
- kommt ein neuer PB ohne Testergebnis zur Aufnahme in die Einrichtung erfolgt ein Antigenschnelltest und eine 7tägige Isolation, nach 7 Tagen Isolation erfolgt dann ein erneuter Antigenschnelltest. Ist dieser negativ kann die Isolation aufgehoben werden
- Grundsätzlich liegt es im Ermessen der Einrichtung ob eine 7 bzw. 14tägige Isolation beim PB ohne Test erfolgt.
- außerhäuslicher Arztbesuch
- Personen, die mit einem Corona-Infizierten in engeren Kontakt gerieten
- interne Verlegungen der PB
- Vorsorge bei Risikogruppen und/oder Personen ohne erkennbare Symptome (asymptomatisch)
- Wunsch der Mitarbeiter
- Der Betreiber bzw. die Leitung der Einrichtung ist verpflichtet, die in der Einrichtung tätigen Personen (Eigen- und Fremddienste) und Besucher gemäß Corona-Testverordnung des Bundes im Hinblick auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 oder eine Erkrankung an Covid-19 mittels PoC-Antigen-Test zu untersuchen. Eine Untersuchung des Personals muss dabei mindestens zweimal pro Woche, sowie bei Dienstantritt nach einer Abwesenheit von mehr als drei Tagen, stattfinden.
- Personen, z.B. Therapeuten, die regelmäßig in verschiedenen Einrichtungen tätig sind, sollen von der Einrichtung, in welcher sie getestet wurden, eine Bescheinigung über diese Testung erhalten, die von uns als nachfolgende Einrichtung, in der ein Besuch stattfindet, zu akzeptieren ist, wenn der Test nicht älter als 48h oder der PCR-Test nicht älter als drei Tage ist. Werden diese Personen durch uns als Einrichtung getestet, so wird ebenfalls eine Bescheinigung durch den testdurchführenden Mitarbeiter ausgestellt (siehe

[Bescheinigung über das Vorliegen eines positiven oder negativen Antigentests zum Nachweis des SARS H20](#)).

- Besucher sind vor jedem Besuch zu testen.

Der diagnostische Wert eines Antigenschnelltests ist davon abhängig, dass alle hier beschriebenen Schritte korrekt durchgeführt werden.

Wer führt den Test durch?

bei Pflegebedürftigen:

Der Test erfolgt durch eine ärztlich geschulte Mitarbeitenden der Einrichtung.

Führt der ärztlich geschulte Mitarbeitende den Test durch, ist von dem Pflegebedürftigen bzw. seinem Betreuer eine Einwilligung einzuholen (siehe [Zustimmung zur Durchführung von Antigen Schnelltests H20](#)). Die Zustimmung zum Test wird somit erteilt. Sollte der Angehörige oder Betreuer die Einwilligung nur am Telefon geben können, dann ist dies so im Pflegebericht zu dokumentieren mit einer zweiten Pflegeperson als Zeuge nach dem 4 Augen-Prinzip.

bei Mitarbeitern (Eigen- und auch Fremddienste):

Der Schnelltest wird von einer ärztlich geschulten Mitarbeitenden der Einrichtung durchgeführt.

Der Nachweis über die Delegation (das die PFK vom Arzt zur korrekten Durchführung der Antigenschnelltests geprüft und befähigt wurde) liegt schriftlich in der Einrichtung vor (siehe [Delegationsnachweis für PFK zur Durchführung von Antigenen Schnelltests H20](#)).

bei Besuchern:

Der Schnelltest wird von einer ärztlich geprüften Mitarbeitenden der Einrichtung durchgeführt.

Desinfektionsmittel

Eine ausreichende Menge an Hände- und Flächendesinfektionsmittel mit dem Wirkspektrum: "mindestens begrenzt viruzid" wird bereit gestellt.

**Anforderungen an die
Ausstattung bei Testung
im Zimmer des
Pflegerbedürftigen**

Bei der Testung im Zimmer des PB wird darauf geachtet, dass eine Umgebungskontamination vermieden wird.

Folgende Materialien/Mittel müssen bereit gehalten werden:

- Desinfizierbares Tablett/ Behälter
- Händedesinfektionsmittel (Kittelflasche)
- Flächendesinfektionsmittel
- Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
- Müllbeutel (Doppelsackmethode, der Müllbeutel mit dem kontaminierten Abfall muss verschlossen in einen zweiten Müllbeutel verbracht werden)
- Zeituhr

**Anforderung an den
Raum in dem die
Testung stattfindet
(Mitarbeiter /mobile PB)**

Der Raum ist wie folgt ausgestattet:

- Händedesinfektionsmittelspender
- Ablagefläche (desinfizierbar)
- persönliche Schutzausrüstung (PSA)
- Flächendesinfektionsmittel
- Abfalleimer
- Zeituhr

Der Raum hat die Möglichkeit zum Lüften, es befinden sich keine Ventilatoren, Kühlgeräte etc. während der Testung im Betrieb.

**Persönliche
Schutzausrüstung**

Folgende PSA wird in ausreichender Menge bereit gestellt:

- Handschuhe
- Schutzkittel
- FFP2-, KN95-, N95-, DS2-, P2- oder einer vergleichbaren Maske ohne Ausatemventil
- Schutzbrille mit Seitenschutz/ Visiere

**Material eines
SARSCoV-2 Rapid
Antigen Tests**

Die Testdurchführung erfolgt durch die benannten Mitarbeitenden mit dem SARSCoV-2 Rapid Antigen Test. Das Kit ist gebrauchsfertig und enthält alle zur Durchführung eines Tests erforderlichen Materialien.

Die folgenden Komponenten sind im Kit enthalten:

- Teststreifen
- Extraktionspuffer-Behälter
- Spenderkappen

- Folie (kann an den Teststreifen angebracht werden während einer Durchführung im Freien)
- Gebrauchsanweisung
- Kurzanleitung

Vor der Testdurchführung ist zu prüfen:

- Sicherstellung, dass das Siegel der Testpackung intakt und das Testset vollständig ist.
- Prüfung des Mindesthaltbarkeitsdatum: ist dies überschritten, erfolgt die umgehende Entsorgung.

Generell:


- Zwischen der Probenentnahme und der Testdurchführung sollte möglichst wenig Zeit vergehen.

Durchführung


- Die betroffene Person wird über die anstehende Maßnahme und dessen Ablauf informiert.
- Eine Händedesinfektion durch die Pflegefachkraft wird durchgeführt und sie legt entsprechende Schutzkleidung an.

Handhabung in vier Schritten


1. Abstrich entnehmen: Ein Abstrich wird durch das geschulte Fachpersonal aus dem Nasen-Rachen-Raum entnommen.




2. Lösen der Probe im Extraktionspuffer: Die Probe wird durch eine mindestens 5-malige Rotationsdrehung im Extraktionspuffer gelöst. Anschließend kann das Teststäbchen wieder entnommen werden.



3. Auftragung der gelösten Probe: Die Tropfen der zu testenden Probe werden auf den vorgesehenen Reagenzträger aufgetragen.



4. Ergebnis ablesen: Das Ergebnis kann nach 15-30 Minuten abgelesen werden.



Für ein validiertes Ergebnis muss sich die Kontrolllinie „C“ bilden. Das Ergebnis ist positiv, sobald sich die Testlinie „T“ färbt. Ein negatives Ergebnis liegt vor, sofern sich keine Bande für die Testlinie bildet.

Nachbereitung

- Das restliche Testmaterial wird in einem Abfalleimer entsorgt.
- Die Einmalhandschuhe sowie die Schutzkleidung werden abgelegt und entsorgt. Eine Händedesinfektion des Mitarbeitenden wird durchgeführt.
- Die Dokumentation der Durchführung und das Ergebnis des Schnelltests erfolgt auf einem standardisierten Formular (siehe [Zustimmung zur Durchführung von Antigen Schnelltests H20](#)).
- Die Ergebnismitteilung erfolgt direkt an die getestete Person.
- Bei einem positiven Test wird umgehend die Einrichtungsleitung informiert.

Aufbewahrung der Formulare

Die Testformulare werden für 4 Wochen in der Einrichtung datenschutzrechtlich aufbewahrt und anschließend datenschutzkonform der Vernichtung zugeführt. Hierfür kann die Exceltabelle genutzt werden: [Dokumentation-Antigen Schnelltests H20](#)

Was passiert bei einem positiven Schnelltest?

Ein positives Testergebnis in einem Schnelltest ist als direkter Erregernachweis einzustufen und Bedarf in jedem Fall einen Nachtest mittels eines PCR Test.

In jedem Fall ist die Einrichtungsleitung und das Gesundheitsamt zu informieren.

Bei einem positiven Testergebnis eines Mitarbeiters oder eines Besuchers wird dieser umgehend zu seinem Hausarzt geschickt.

Ist ein PB positiv erfolgt die Information an den zuständigen Hausarzt zur Abstimmung der weiteren Vorgehensweise.

Negatives Testergebnis bei symptomlosen Personen:

Bei symptomlosen Personen ist das Testergebnis zu akzeptieren. Eine weitere Testung erfolgt nach oben beschriebenen Kriterien.

Personen die nach einem Negativ Ergebnis Symptome entwickeln:

Ein negatives Ergebnis eines Antigentest schließt eine Infektion

nicht aus. Insbesondere wenn eine niedrige Virenlast vorliegt, wie z.B. in der frühen Inkubationsphase oder ab der zweiten Woche nach Symptombeginn bzw. in der späten Phase der Infektion. In diesem Fall wird der behandelnde Arzt, zur Abstimmung der weiteren Vorgehensweise, informiert.

**Dokumentation in
Vivendi PD**

Die Durchführung und alles was dazu gehört ist im Pflegebericht unter der Berichtskategorie "Covid19" zu dokumentieren.

Evaluation

Regelhaft wird einrichtungsintern der oben beschriebene Prozess geprüft und ggf. evaluiert. Der Fokus liegt hierbei auf dem Finden möglicher Fehlerquellen, Optimierung der Prozessabläufe und der Wirksamkeit der Maßnahmen.